




Vitoliften
нитевой лифтинг



Мы стремимся создавать

инновационные и эффективные
решения в области эстетической
медицины, улучшая качество жизни
наших клиентов и поддерживая
высокие стандарты красоты
и здоровья.

Продукция марки Vitoliften с честью участвует в программе импортозамещения, предоставляя возможность специалистам приобретать не менее качественный, но более экономичный косметический материал Российского производства. Весь процесс изготовления продукции выполняется на одной производственной площадке в неразрывном производственном цикле. Ведется постоянное внедрение новой техники и новых технологических процессов, повышающих качество выпускаемой продукции. Гибкая система производства позволяет осуществлять выпуск продукции в широком ассортименте, по требованию потребителя.

Виды и типы игл и насечек

Виды насечек на нити:

- Однонаправленные




- Двухнаправленные



- Разнонаправленные



- Молдинг



Типы насечек на нити:

- Спирально расположенными по всей поверхности нити.
- Насечки расположены в одной плоскости по всей длине нити.

Атравматические хирургические иглы изготавливаются из специальных сплавов нержавеющей хирургической стали. Именно четко подобранный состав стали обеспечивает все необходимые функциональные характеристики иглы: прочность, ковкость и остроту.


Типы игл:



- Тупоконечные
- Таперкат
- Режущие
- Двуострые

Также иглы могут быть в различном исполнении, как прямые так и изогнутые.

Наши нити эластичны, имеют одинаковую толщину по всей длине, среднюю жесткость. Эти характеристики позволяют получать равномерный рельеф лица. Атравматические иглы Vitoliften не повреждают ткани.



Изделия для нитевого лифтинга прошли лабораторные испытания. Нити Vitoliften стерильны и безопасны для пациентов.

Типы нитей

POLYPROPYLEN — пластичный, очень мягкий нерассасывающийся полипропилен. Его применение позволяет получить длительный коррекционный эффект на 3-5 лет.

PLA-PCL — рассасывающийся сополимер L-лактида с ϵ -капролактоном. Он отличается исключительной гибкостью, мягкостью. Эти свойства снижают вероятность появления болезненных ощущений у пациентов при мимических движениях. Материал нетоксичен, нейтрален к pH среде, его имплантация сопровождается минимальной тканевой реакцией. L-кислота обеспечивает биологическую стимуляцию тканей.

PDO — биodeградируемый полидиоксанон давно используется в косметологии. Он максимально атравматичен, медленно рассасывается, не вызывает отторжение, воспаление, длительное время сохраняет прочность на разрыв.

Нити для подтяжки лица с иглами Vitoliften Classic



Не рассасывающиеся нити для лифтинга PP

45/60
CM

Тип материала:

нить нерассасывающаяся
из полипропилена PP.

Длина нити: 45 см, 60 см.

Размеры: USP 0; 2/0.

Размер иглы:

1,2 мм /110 мм,
1,2 мм /150 мм.

Насечки:

двунаправленные
спиральные.

Область применения: брови, щёчно-скуловая область, ментальная область, субментальная область.

Комплектация: 2 нити в упаковке, каждая нить в индивидуальном стерильном блистере.

Рассасывающиеся нити для лифтинга PLA-PCL

45/60
CM

Тип материала:

нить рассасывающаяся из сополимера L-лактида с ε-капролактоном PLA-PCL.

Длина нити: 45 см, 60 см.

Размеры: USP 0; 2/0.

Размер иглы:

1,2 мм /110 мм,
1,2 мм /150 мм.

Насечки:

двунаправленные
спиральные.

Область применения: брови, щёчно-скуловая область, ментальная область, субментальная область.

Комплектация: 2 нити в упаковке, каждая нить в индивидуальном стерильном блистере.

Рассасывающиеся нити для лифтинга PDO

45/60
CM

Тип материала:

нить рассасывающаяся
из полидиоксанона (PDO).

Длина нити: 45 см, 60 см.

Размеры: USP 0; 2/0.

Размер иглы:

1,2 мм /110 мм,
1,2 мм /150 мм.

Насечки:

двунаправленные
спиральные.

Область применения: брови, щёчно-скуловая область, ментальная область, субментальная область.

Комплектация: 2 нити в упаковке, каждая нить в индивидуальном стерильном блистере.

Нити для подтяжки лица с иглами Vitoliften Classic



Нить биодegradирующая PLA-PCL



50-120
CM

Тип материала:

нить рассасывающаяся из сополи-
мера L-лактида с ϵ -капролактоном
(PLA-PCL).

Длина нити: от 50 до 120 см.

Размеры: USP 2/0, 0.

Размер иглы:

двуострая одна игла.

Насечки:

однаправленные спиральные.

Область применения:

лицо и шея, декольте, внутренние по-
верхности рук, тыльная поверхность
кистей, внутренняя поверхность
бедер и коленей, область живота.

Комплектация: 2 нити в упаковке,
каждая нить в индивидуальном сте-
рильном блистере.

Нить рассасывающаяся PLA-PCL



50
CM

Тип материала:

нить рассасывающаяся из сополи-
мера L-лактида с ϵ -капролактоном
(PLA-PCL).

Длина нити: 50 см.

Размеры: USP 2/0, 0.

Размер иглы:

2 по 100 мм, двуострые атравматиче-
ские режущие, стерильная.

Насечки:

двунаправленные спиральные.

Область применения:

лифтинг тканей шеи после липосак-
ции, подтяжка кожи в области шеи
при возрастной атрофии, коррекция
овала лица, скул, области бровей,
щечная область.

Комплектация: 2 нити в упаковке,
каждая нить в индивидуальном сте-
рильном блистере.

Нить рассасывающаяся PLA-PCL



70
CM

Тип материала:

нить рассасывающаяся из сополи-
мера L-лактида с ϵ -капролактоном
(PLA-PCL).

Длина нити: 70 см.

Размеры: USP 2/0, 0.

Размер иглы:

2 по 100 мм, двуострые, с одной сторо-
ны режущая игла, с другой тупоко-
нечная, стерильная.

Насечки:

двунаправленные спиральные.

Область применения:

щечно-скуловая, субментальная,
ментальная область бровей, при ито-
затеральной трети бровей, дефор-
мации овала лица, "второй подборо-
док", возрастные изменения шеи.

Комплектация: 2 нити в упаковке,
каждая нить в индивидуальном сте-
рильном блистере.

Нити для подтяжки лица с иглами Vitoliften Classic



Нить нерассасывающаяся PP

50
CM

Тип материала:
PP.

Длина нити: 50 см.

Размеры: USP 2/0, 0.

Размер иглы:

2 по 100 мм, двуострые режущие,
стерильные.

Насечки:

двунаправленные спиральные.

Область применения:

щечно-скуловая, субментальная,
ментальная область бровей, при ито-
златеральной трети бровей, дефор-
мации овала лица, "второй подборо-
док", возрастные изменения шеи.

Комплектация: 2 нити в упаковке,
каждая нить в индивидуальном сте-
рильном блистере.

Нить рассасывающаяся PDO

50
CM

Тип материала:
PP.

Длина нити: 50 см.

Размеры: USP 2/0, 0.

Размер иглы:

2 по 100 мм, двуострые с одной сторо-
ны режущая игла, с другой тупоко-
нечная, стерильные.

Насечки:

двунаправленные спиральные.

Область применения:


щечно-скуловая, субментальная,
ментальная область бровей, при ито-
златеральной трети бровей, дефор-
мации овала лица, "второй подборо-
док", возрастные изменения шеи.

Комплектация: 2 нити в упаковке,
каждая нить в индивидуальном сте-
рильном блистере.

*Принимаем заказы на любые длины нитей и типы игл, а также тип насечек.



Армирующие нити Vitoliften Segment



Нити для лифтинга нерассасывающиеся PP

26/30
CM

Тип материала:
полипропилен PP.

Длина нити:
26 см/30 см.

Размеры:
USP 0; 2/0.

Длина иглы:
без иглы.

Насечки:
молдинг, разнонаправленные.

Область применения:
брови, щёчно-скуловая область,
ментальная область,
субментальная область.

Комплектация: 1 нить в наборе /
2 нити в наборе/4 нити в наборе/
6 нитей в наборе.

Нити для лифтинга рассасывающиеся PLA-PCL

26/30
CM

Тип материала:
сополимер L-лактида
с ε-капролактоном (PLA-PCL).

Длина нити:
26 см/30 см.

Размеры:
USP 0; 2/0.

Длина иглы:
без иглы.

Насечки:
молдинг, разнонаправленные.

Область применения:
брови, щёчно-скуловая область,
ментальная область,
субментальная область.

Комплектация:
1 нить в наборе /2 нити в наборе/
4 нити в наборе/6 нитей в наборе.

Нити для лифтинга рассасывающиеся PDO

26/30
CM

Тип материала:
Полидиоксанон
(PDO).

Длина нити:
26 см/30 см.

Размеры:
USP 0; 2/0.

Длина иглы:
без иглы.

Насечки:
однонаправленные, молдинг, разно-
направленные.

Область применения:
брови, щёчно-скуловая область,
ментальная область,
субментальная область.

Комплектация:
1 нить в наборе /2 нити в наборе/
4 нити в наборе/6 нитей в наборе.

*Принимаем заказы на любые длины нитей и тип и количество в упаковке игл, а также тип насечек.

Армирующие нити Vitoliften Tube

Нити для лифтинга рассасывающаяся PDO

10-26
CM

Тип материала:

Полидиоксанон (PDO).

Длина нити:

10, 13, 26 см.

Размеры:

USP 0; 2/0.

Канюля:

19Gx100 мм, 21Gx60 мм, 18Gx150 мм.

Применение:

Коррекция верхней, средней, нижней трети лица, субментальной зоны, подтяжка век.

Комплектация:

от 1-10 стерильных блистеров в коробке, каждая нить в стерильном блистере.

Нити для лифтинга рассасывающаяся PLA-PCL

10-26
CM

Тип материала:

сополимер L-лактида с ε-капролактоном PLA-PCL.

Длина нити:

10, 13, 26 см.

Канюля:

19Gx100 мм, 21Gx60 мм, 18Gx150 мм.

Размер:

USP 0; 2/0.

Применение:

Коррекция верхней, средней, нижней трети лица, субментальной зоны, подтяжка век.

Комплектация:

от 1-10 стерильных блистеров в коробке, каждая нить в стерильном блистере.



*Принимаем заказы на любые длины нитей и типы насечек.

Нити с иглами хирургическими для интимной пластики Vitoliften Intime



Нить рассасывающаяся PLA-PCL



45/50
CM

Тип материала: сополимер L-лактида с ϵ -капролактоном (PLA-PCL).

Длина нити: 45 см, 50 см.

Размеры: USP 0, 1.

Длина иглы: 2 атравматических иглы, стерильная, игла колющая 45 мм изгиб $\frac{1}{2}$ (обычная или тяжёлого типа).

Насечки: двунаправленные спиральные.

Цвет: неокрашенная, фиолетовая.

Область применения:

перинеоклассика, для коррекции эстетических дефектов. По функциональным показаниям: пролапс тазовых органов, послеродовая эпизотомия, перинеотония, несостоятельность мышц тазового дна.

Комплектация: 2 шт., каждая в индивидуальной упаковке.

Нить рассасывающаяся PDO



45/50
CM

Тип материала:

Полидиоксанон (PDO).

Длина нити: 45 см, 50 см.

Размеры: USP 0, 1.

Длина иглы: 2 атравматических иглы, стерильная, игла колющая 55 мм изгиб $\frac{1}{2}$ (обычная или тяжёлого типа).

Насечки: двунаправленные спиральные.

Цвет: неокрашенная, фиолетовая.

Область применения:

перинеоклассика, для коррекции эстетических дефектов. По функциональным показаниям: пролапс тазовых органов, послеродовая эпизотомия, перинеотония, несостоятельность мышц тазового дна.

Комплектация: 2 шт., каждая в индивидуальной упаковке.

Нить рассасывающаяся PLA-PCL



40
CM

Тип материала: сополимер L-лактида с ϵ -капролактоном (PLA-PCL).

Длина нити: 40 см.

Размеры: USP 0, 1.

Длина иглы: 2 атравматических иглы, стерильная, игла колющая с режущими краями (обычная или усиленная).

Насечки: двунаправленные спиральные.

Цвет: неокрашенная, фиолетовая.

Область применения:

перинеоклассика, для коррекции эстетических дефектов. По функциональным показаниям: пролапс тазовых органов, послеродовая эпизотомия, перинеотония, несостоятельность мышц тазового дна.

Комплектация: 2 шт., каждая в индивидуальной упаковке.



Витолифтен

нитевой лифтинг

Сделано в России



www.vitoliften.ru

ООО «СТЕНТАЛ»

109129, г. Москва, 8-я улица
Текстильщиков, д. 11, стр. 2,
4 этаж, оф. 421

т/ф +7 (495) 926-58-07

т +7 (495) 221-29-33

info@vitoliften.ru



+7 (919) 079-44-33